



Un assistant intuitif qui vous offre
une infinité de stratégies
thérapeutiques pour une simplicité
d'utilisation inédite !

Le « Tout-en-un » à portée de tous! Réalisez vos objectifs les plus élevés du bout du doigt!

Kinévolution est un dispositif innovant « **Tout-en-un** » qui assiste intuitivement le MKDE dans la réalisation de séances d'**évaluation**, de **prévention**, d'**entraînement** et de **rééducation fonctionnelle** de l'ensemble de sa patientèle.

« **Fait par les Kinés, pour les Kinés** », il a été conçu selon les indications de Masseurs-Kinésithérapeutes pour être l'équipement **le plus multifonctionnel du marché** tout en étant **accessible à tous** grâce à une **simplicité d'utilisation** inédite. Grâce aux visuels clairs développés par nos MKDE, le thérapeute bénéficie d'une prise en main **intuitive, sur écran tactile**, du logiciel intégré. Il met ainsi en place, **facilement et rapidement**, des exercices de **travail analytique** ou **global (3D)** des **membres supérieurs et inférieurs** grâce à une gamme de **préhenseurs spécifiques**, interchangeables, adaptés et ergonomiques.

Le praticien profite également de cet **écran de grande dimension** pour apprécier **en temps réel pendant l'exercice**, le **biofeedback** des performances de son patient, par rapport à la consigne qu'il a préalablement définie. L'appareil **quantifie avec précision** et **enregistre** les consignes et résultats séance par séance pour un **suivi objectif des progrès** tout au long du parcours de soins.




Kinévolution
Fait par les kinés, pour les kinés

Visitez notre site:

www.kinevolution.com

Ou contactez-nous:

contact@kinevolution.com

04 66 54 95 68

(prix d'un appel local)

Organiser une séance sur écran tactile en moins de 40 secondes!

En fonction de la pathologie, le thérapeute **sélectionne** le membre et un **exercice préconçu** par nos MKDE selon le mode de travail. Il le lance d'un seul clic. Il **paramètre avec précision** la courbe caractéristique de l'effort désiré (force, vitesse, déplacement...) et choisit le **nombre de répétitions** et les **temps de pause** de l'exercice. Il peut également créer lui-même **ses propres programmes** et **enregistrer ses exercices-types** préférés qu'il peut relancer à tout moment. Quelque soit le mode de programmation choisi, il organise sa séance en **moins de 40 secondes** !

Le MKDE se concentre sur son patient, Kinévolution fait le reste.

Sans réglage, le patient, muni du préhenseur spécifique, se place en **position debout, assise** ou **allongée** devant le dispositif qui **s'ajuste automatiquement** à sa hauteur. Pendant la séance, la **sécurité** du patient est garantie par la **suppression d'efforts violents** grâce à l'**auto-adaptation** de l'exercice en **pente douce** aux capacités du patient, et par le paramétrage (automatique ou manuel) d'un **couloir de travail** et d'un **couloir de sécurité**. Le thérapeute visualise l'effort du patient sur l'**écran de biofeedback**, par rapport à la consigne qu'il a définie. Il n'a plus qu'à stimuler et corriger son patient.

Un paramétrage évolutif pour des stratégies affinées .

Grâce à l'**enregistrement** des données par séance, le MKDE n'a qu'à **rappeler un exercice** pour réappliquer les consignes (**reproductibilité**), les **reconfigurer selon les résultats antérieurs** du patient ou encore **consulter l'historique** pour réaliser, par des graphes simples, un **suivi longitudinal objectif** qui lui servira de **support de communication** avec son patient et avec les acteurs de sa prise en charge. Il peut également réaliser des **comparatifs membres sain / membre lésé** ou des **suivis transversaux** au sein d'une même population, et ainsi publier ses résultats.