



# Der manuelle Widerstand macht Fortschritte!

**Der manuelle Widerstand wird weniger zwingend, präziser und sicherer: die therapeutischen Strategien werden verfeinert!**

**Kinevolution** ist ein "Alles in Einem" Gerät, das den Krankengymnasten bei der **Messung** und **funktionellen Rehabilitation** der oberen und unteren Gliedmaßen unterstützt.

Es reproduziert den mechanischen Kraftaufwand des manuellen Widerstandes mit **aktiv unterstützten** Übungen und **gegen Widerstand**, die **allen Körperbauarten** der Patienten angepasst sind. Der Krankengymnast programmiert das Gerät so, dass es die Bewegung des Patienten begleitet, dass es ihm Widerstand entgegenbringt, oder dass der Patient dem Gerät Widerstand entgegenbringen muss. In allen Fällen ist die geleistete Kraft oder Gegenkraft, die vom Therapeuten präzise nach den verschiedenen Kriterien (Geschwindigkeit, Kraft...) gewählt wurde, immer **schrittweise** und den Fähigkeiten des Benutzers ständig **untergeordnet**, um einen gewaltsamen Kraftaufwand zu vermeiden und **Sicherheit** zu gewähren.

Der Therapeut und sein Patient können **direkt** über das **Biofeedback** den geleisteten Kraftaufwand verfolgen im **Vergleich** zu den Vorgaben, der vom Gerät **präzise gemessen wird**.

**Kinevolution** wird den Bedürfnissen der freiberuflichen Krankengymnasten gerechtem eine zwanglose Anpassung an die aktuelle Entwicklung des Berufs zu ermöglichen.



**Kinevolution**  
Von Krankengymnasten  
für Krankengymnasten erdacht

Visitez notre site:

[www.kinevolution.com](http://www.kinevolution.com)

Besuchen sie unsere homepage :  
[contact@kinevolution.com](mailto:contact@kinevolution.com)

0033 4 66 54 95 68

**Das Wohlbefinden des Therapeuten ist eine Priorität!**

**Kinevolution** befreit den Krankengymnasten von der körperlichen Anstrengung des manuellen Widerstandes! Er hat daher **ruhige Momente** in denen er sich dem Austausch mit seinen Patienten **widmen** kann. Der Therapeut hat daher weniger anstrengende und angenehmere **Arbeitstage**. Dieses Gerät schont sein **körperliches Wohlbefinden** und seine **Gemütsverfassung** während der Behandlung und langfristig zur Fortführung seiner beruflichen Tätigkeit.

**Ein verstärktes Coaching für wirksamere Sitzungen**

Durch die Entlastung von den Zwängen dieser Technik **konzentriert** sich der Therapeut **voll auf seinen Patienten**. Er gibt **mündliche Anweisungen** dank der direkten **visuellen Stimulation** des Biofeedbacks.

Ausserdem kann der Krankengymnast mit seinen **freien Händen** die Haltung seines Patienten korrigieren, seine Bewegung führen, falsche Bewegungen oder Ausgleichsbewegungen vermeiden oder Spannungspunkte nachweisen.

**Endlich messbare Leistungen für verfeinerte Behandlungen!**

**Kinevolution** liefert **genau** die Kraft oder Gegenkraft, die vom Krankengymnast gewählt wurde. Ausserdem werden die Leistungen des Patienten direkt bei jeder Übung präzise **gemessen** und **abgespeichert**. So kann der Therapeut sich **wiederholende Sitzungen** kreieren, die er je nach früheren Ergebnissen des Patienten **weiterentwickeln** kann. So wird eine Korrelation zwischen **Patient und Zielvorgabe** geschaffen.