



# Avec **Kinévolution**, votre patientèle âgée fait le bon geste pour rester en forme !

## Enfin un équipement conçu pour vous soutenir dans la lutte contre la perte d'autonomie fonctionnelle des seniors...

**Kinévolution** est le premier équipement de **rééducation fonctionnelle des membres** développé par des kinésithérapeutes pour **conserver les capacités motrices des personnes âgées**. Avec lui, le praticien **évalue, prévient, entraîne** et **réduque** les fonctions musculo-articulaires des **membres supérieurs et inférieurs** des seniors.

**Sans aucun réglage**, grâce à des préhenseurs spécifiques, le patient âgé se place facilement devant l'équipement en position debout, assise ou allongée sur une table de massage. **Kinévolution** accompagne son mouvement ou résiste à son effort selon différents modes de travail: reproduction des contraintes physiques de la **résistance manuelle, isocinétisme, mobilisation passive** et **isométrique**.

Le thérapeute et son patient profitent également du **Biofeedback en temps réel** qui précise le **coaching** et permet au séniör de **conceptualiser son effort** par rapport à la consigne définie.

Le MKDE paramètre **précisément**, en **moins de 40 secondes** sur l'**écran tactile**, la consigne du mouvement à effectuer et choisit le nombre de répétition et les temps de pause de l'exercice, selon sa stratégie thérapeutique. Il respecte ainsi les étapes et délais de progression imposés par chaque situation pathologique pour que son **patient âgé avance à son rythme**. De même, l'équipement **mesure et enregistre** chaque effort réalisé, exercice par exercice. Le praticien réalise ainsi un **suivi objectif des progrès** du senior, pour une **meilleure prise en charge**...



  
**Kinévolution**  
*Fait par les kinés, pour les kinés*

Visitez notre site:

[www.kinevolution.com](http://www.kinevolution.com)

Ou contactez-nous:

[contact@kinevolution.com](mailto:contact@kinevolution.com)

04 66 54 95 68

(prix d'un appel local)

### Un équipement adapté à tous les besoins de votre patientèle âgée.

Le kinésithérapeute propose aux patients âgés des exercices d'entraînement aux gestes de la vie quotidienne (**renforcement ou entretien musculaire, gain d'amplitude articulaire, posture, équilibre, coordination**) tout en  **douceur** et  **adaptés à chaque morphologie**. Tout a été pensé pour ne  **pas fatiguer ni stresser** le patient âgé... L'équipement **Kinévolution** s'adapte à tous les mouvements humains. L'exercice en  **pente douce** est  **asservi en permanence** aux capacités de l'utilisateur, pour des exercices  **sans efforts violents** et  **en toute sécurité**.

### Des efforts mesurés pour un suivi objectif des progrès !

Tout un parcours de soins, de l'évaluation à la dernière séance de rééducation, peut être réalisé sur **Kinévolution**, qui **quantifie** et **enregistre** les performances du patient âgé, comme dans un **dossier médical**. Le praticien réalise ainsi un **suivi objectif de ses progrès** tout au long du parcours thérapeutique. Il communique ces **données mesurées**, qui justifient les résultats et **valident sa stratégie** de soins, au médecin prescripteur, à l'ensemble de l'équipe médicale et à la CPAM, pour une **meilleure prise en charge** du patient.

### Des séances optimisées par des stimuli visuels !

Le kinésithérapeute et son patient âgé voient apparaître sur l'écran de grande dimension, **en temps réel**, au fur et à mesure de l'exercice, la  **courbe de ses efforts** par rapport à la courbe de consigne paramétrée par le MKDE. Ces informations visuelles  **stimulent l'ensemble des fonctions cognitives** de la personne âgée qui assimile  **immédiatement** la consigne et  **conceptualise facilement** son effort. Elle comprend ainsi ses performances. Grâce à ce  **soutien pédagogique précieux**, le senior est impliqué dans son parcours de soins.